



LimLogic Sleeve

LimbLogic Sleeve



- Silikon manschett för snabb fix mot läckage
- Tyg som ger god knäflexion
- Fungerar inte bara med LimbLogic utan även andra vakumsystem

LimbLogic Sleeve fungerar inte bara med LimbLogic pumpen utan även med andra vakuumsystem. Med den tygklädda sleeveen medföljer även en liten silikon manschett som sätts på hylsans trimlinje vilket ger ett extra skydd mot slitage. Sleeveen ska sedan vara ovan på den lilla manschetten.

Silikon manschetten ger en smart och snabb lösning om läckage skulle uppstå. Brukaren kan då rotera den för att bli av med det punkterade området.

Tyget som LimbLogic Sleeveen är beklädd i ger god knäflexion för ökad komfort i rörelse.

Storlekar

Small
Medium
Large
Extra Large

Färger

Beige
Svart

Orderguide LimbLogic Sleeve

1

Välj färg

Beige

Svart


2

Storlek

	Small	Medium	Large	Extra Large
Proximalt	31-43 cm	39-57 cm	47-72 cm	57-86 cm
Patella	25-31 cm	30-42 cm	38-57 cm	47-71 cm

Proximalt mått
15 cm från
center patella

Center patella mått



nordiCrtopedica

Phone: +46 (0)18 34 92 91
Fax: +46 (0) 18 34 92 90
info@nordicortopedica.se

 *webbkatalogen*
www.nordicortopedica.se

